

# Blood Letting and Saddle Chair



Type A : صندلی خون گیری دو طرفه تاشو

Type B : صندلی خون گیری دو طرفه تاشو با دسته ثابت

Type C : صندلی خون گیری دو طرفه تخت شو

Type D : صندلی خون گیری دو طرفه تخت شو چرخدار با دسته ثابت

## Technical Data :

Model	Adjustable Armrest	Adjustable Backrest	Adjustable Footrest	Wheels	Hydraulic Jack
Saddle Chair	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Yes	Yes
Blood letting Chair (Type A)	Dual	Yes	No	No	Not Applicable
Blood letting Chair (Type B)	No	Yes	No	No	Not Applicable
Blood letting Chair (Type C)	Dual	Yes	Yes	No	Not Applicable
Blood letting Chair (Type D)	No	Yes	Yes	Yes	Not Applicable